

# SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt



## Art. 7250 / Art. 7350 / Art. 7450

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt
- 1 SEGUFIX®-Schloss
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

**Größen:** S / M / L

**Versionen:** Grundauführung / f



### Einzelteil:

Art. 7150  
(ohne Schloss und Schlüssel)

hinten mit Schnappverschluss



## Art. 7256 / Art. 7356 / Art. 7456

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt
- 2 SEGUFIX®-Schlösser
- 1 SEGUFIX®-Schlüssel

**Größen:** S / M / L

**Versionen:** Grundauführung / f



### Einzelteil:

Art. 7156  
(ohne Schloss und Schlüssel)

hinten mit Schloss



## Art. 7750 Sitzgurt mit Schrittgurt Klett

### Bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt Klett

**Größen:** S / M / L



hinten mit Schnappverschluss

Der SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt (weißes Etikett) ist Teil des SEGUFIX®-Sitzgurt-Systems und besteht aus einem Baumwoll-/Zellwollgemisch.



Inhaltsverzeichnis	Seite
SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt – Gebrauchsanweisung, Maße	2 - 3, 5
SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt Klett – Gebrauchsanweisung, Maße	4 - 5
SEGUFIX®-Verschluss-Systeme	6 - 7
SEGUFIX®-Sicherheits- und Warnhinweise	8 - 11
Pflegeanleitung / Impressum	12



Ausführungen – Art.-Nr. / Kennzeichnung	
Art.-Nr. / Version	Produktmerkmale
...	Grundauführung
.../f	Flausch, für sensible Haut, 100 % reine Baumwolle


3 Varianten → SEGUFIX®-Schlösser:		
1206 / 1208	1306 / 1307	1406 / 1407
Art. 7250	Art. 7350	Art. 7450
Art. 7256	Art. 7356	Art. 7456

# SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt


3 Schlossvarianten:

Art. 7250 / 7350 / 7450

Art. 7256 / 7356 / 7456



Art. 7250 / 7350 / 7450



Art. 7256 / 7356 / 7456

## Verwendungszweck:

- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Die Befestigungsgurte am SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt können mit einem SEGUFIX®-Verlängerungsgurt hinter der Rückenlehne verlängert werden (Befestigung wahlweise mit einem Schloss oder mit Schnappverschluss).




## Gebrauchsanweisung für Art. 7250 / 7350 / 7450 und 7150, Art. 7256 / 7356 / 7456 und 7156

für Schloss und Schlüssel siehe Seite 6 und 7


### Befestigen des SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt und Schnappverschluss an der Sitzgelegenheit:

- Am Sitzgurt mit Schrittgurt befinden sich zwei Befestigungsgurte (C). Diese in Taillenhöhe des Patienten um die Rückenlehne führen.
- Den Schnappverschluss (3) schließen.
- Gurt festziehen. Damit er sich nicht lockern kann, muss er korrekt eingefädelt und **straff** durch den Schnappverschluss gezogen sein (siehe Abbildung Seite 4).
- Überprüfen, ob der Schnappverschluss eingerastet ist.



### Befestigen des Sitzgurt mit Schrittgurt und Schloss an der Sitzgelegenheit:



- Am Sitzgurt befinden sich zwei Befestigungsgurte (C). Diese in Taillenhöhe des Patienten um die Rückenlehne führen.
- Sockel des Schlosses (2) durch eine der Ösen in der Sockeltasche stecken.
- Den Befestigungsgurt mit Ösen durch eine der beiden Metalschlaufen (D)



- führen und in entgegengesetzter Richtung wieder zurückziehen.
- Den Gurt straff mit einer Öse auf den Sockel des Schlosses (2) legen.
  - Das Schloss (2) schließen.
  - Am Schloss ziehen, um den sicheren Halt zu überprüfen.

## Anlegen des Bauch- und Schrittgurtes:

- Den Patienten auf den gepolsterten Schrittgurt (B) setzen. Das Becken muss dabei möglichst dicht an der Rückenlehne sein.
- Sockel des Schlosses (1) durch eine der Ösen in der Sockeltasche stecken. Der Sockel muss bei geschlossenem Bauchgurt in dessen Mitte sein.
- Den Bauchgurt (D) um die Taille des Patienten und dann mit einer Öse über den Sockel des Schlosses (1) legen.
- Den Schrittgurt (B) zwischen den Beinen des Patienten nach oben führen und ihn ebenfalls mit **nur einer Öse** über den Sockel des Schlosses (1) legen.
- Das Schloss (1) schließen.
- Der Bauchgurt muss eng anliegen, darf aber die Atmung nicht behindern. Es muss möglich sein, die flache Hand zwischen Patient und Gurt zu schieben.
- Am Schloss ziehen, um den sicheren Halt zu überprüfen.



**Beachten Sie die SEGUFIX®-Sicherheits- und Warnhinweise auf Seite 8 - 11**

## Lösen vom Patienten und Entfernen von der Sitzgelegenheit:

Das Öffnen der jeweiligen Schloss-Systeme ist auf Seite 7 beschrieben.

- Das Schloss (1) öffnen und die Gurteile vom Sockel ziehen, um die Gurte vom Patienten zu lösen.
- Anschließend das Schloss (2) oder den Schnappverschluss (3, Seite 2) hinter der Rückenlehne öffnen und den Sitzgurt von der Sitzgelegenheit entfernen.



**WARNUNG:** Vor Benutzung des SEGUFIX®-Sitzgurtes mit Schrittgurt die Sicherheitshinweise lesen.

- Der SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt verhindert nicht das Umkippen des Stuhles.
- Der Schnappverschluss ist mit einer Zugkraft bis 70 kg belastbar. Bei höherer Belastung den SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt und Schloss hinter der Rückenlehne verwenden (Art. 7256 / Art. 7356 / Art. 7456 / Art. 7156).
- Weitere Produktinformationen unter [www.segufix.com](http://www.segufix.com) oder [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)

# SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt Klett

Mit Klett-/Schnappverschluss:  
Art. 7750

## Verwendungszweck:

- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist: Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.




Die Befestigungsgurte am SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt Klett können mit einem SEGUFIX®-Verlängerungsgurt mit Schnappverschluss hinter der Rückenlehne verlängert werden.

## Gebrauchsanweisung für Art. 7750


### Befestigen des SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt Klett an der Sitzgelegenheit:

- Am Sitzgurt mit Schrittgurt befinden sich zwei Befestigungsgurte (C). Diese in Taillenhöhe des Patienten um die Rückenlehne der Sitzgelegenheit führen.
- Den Schnappverschluss (3) schließen.
- Gurt festziehen. Damit er sich nicht lockern kann, muss er korrekt eingefädelt und straff durch den Schnappverschluss gezogen sein (Abbildung Seite 5).
- Überprüfen Sie, ob der Schnappverschluss eingerastet ist.




### Anlegen des Bauch- und Schrittgurtes:

- Den Bauchgurt (D) um die Taille des Patienten legen.
- Den Schrittgurt (F) zwischen den Beinen des Patienten zum Bauchgurt führen.
- Den Klettverschluss schließen. Um einen sicheren Halt zu gewährleisten sollten die Gurtenden mindestens 250 mm überlappen.
- Der Schrittgurt sollte eng anliegen, wobei Druckstellen zu vermeiden sind. Der Bauchgurt muss eng anliegen, darf aber die Atmung nicht behindern. Es muss möglich sein, die flache Hand zwischen Patient und Gurt zu schieben.
- Überprüfen Sie den sicheren Halt des Klettverschlusses.



### Lösen vom Patienten und Entfernen von der Sitzgelegenheit:

- Den Klettverschluss des Bauchgurtes (D) öffnen.
- Den Schrittgurt (F) abziehen.
- Nun den Schnappverschluss (3) hinter der Rückenlehne öffnen und den Gurt von Patient und Sitzgelegenheit entfernen.




**WARNUNG:** Vor Benutzung des SEGUFIX®-Sitzgurtes mit Schrittgurt Klett die Sicherheitshinweise lesen.

- Beim Schließen des SEGUFIX®-Sitzgurtes mit Schrittgurt und Klettverschluss sollte der Bauchgurt mindestens 250 mm überlappen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Der SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt verhindert nicht das Umkippen des Stuhles.
- Der Schnappverschluss ist mit einer Zugkraft bis 70 kg belastbar. Bei höherer Belastung den SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt und Schloss hinter der Rückenlehne verwenden (Art. 7256 / Art. 7356 / Art. 7456 / Art. 7156).
- Weitere Produktinformationen unter [www.segufix.com](http://www.segufix.com) oder [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)

**Beachten Sie die SEGUFIX®-Sicherheits- und Warnhinweise auf Seite 8 - 11**

#### Einfädeln des Schnappverschlusses:

- Den Schnappverschluss so halten, dass die Haken zum Einrasten zum anderen Teil des Verschlusses zeigen.
- Den Gurt zwischen Haken und Mittelsteg von unten nach oben führen, dann über den Mittelsteg und durch die zweite Öffnung nach unten ziehen.
- Schnappverschluss in die gewünschte Position schieben.



SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt								Breite Bauchgurt	Umfang Taille	Umfang Rückenlehne	
Größe	Art.	kg	Art.	kg	Art.	kg	Einzelteil				
							Art.	kg	mm	mm	mm
S	7250	0,52	7350	0,54	7450	0,54	7150	0,48	140	520 - 820	700 - 1500
M	7250	0,66	7350	0,68	7450	0,68	7150	0,62	140	800 - 1200	700 - 1500
L	7250	0,76	7350	0,78	7450	0,78	7150	0,72	140	1160 - 1560	700 - 1500
S	7250/f	0,62	7350/f	0,66	7450/f	0,66	7150/f	0,60	140	520 - 820	700 - 1500
M	7250/f	0,76	7350/f	0,80	7450/f	0,80	7150/f	0,74	140	800 - 1200	700 - 1500
L	7250/f	0,90	7350/f	0,95	7450/f	0,95	7150/f	0,89	140	1160 - 1560	700 - 1500
S	7256	0,58	7356	0,68	7456	0,68	7156	0,62	140	520 - 820	700 - 1150
M	7256	0,68	7356	0,80	7456	0,80	7156	0,74	140	800 - 1200	700 - 1150
L	7256	0,76	7356	0,90	7456	0,90	7156	0,84	140	1160 - 1560	700 - 1150
S	7256/f	0,52	7356/f	0,52	7456/f	0,52	7156/f	0,46	140	520 - 820	700 - 1150
M	7256/f	0,78	7356/f	0,90	7456/f	0,90	7156/f	0,84	140	800 - 1200	700 - 1150
L	7256/f	0,92	7356/f	0,92	7456/f	0,92	7156/f	0,86	140	1160 - 1560	700 - 1150
SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt Klett											
S	7750	0,48	-	-	-	-	-	-	140	520 - 820	700 - 1500
M	7750	0,59	-	-	-	-	-	-	140	800 - 1200	700 - 1500
L	7750	0,63	-	-	-	-	-	-	140	1160 - 1560	700 - 1500

Tabelle: ca. Maße und Produktgewichte – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)



## SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz

Artikel	Bestehend aus:
1206	1 Magnetknopf schwarz / segufix.com 1 Metallsockel
1208	1 Magnetschlüssel rot
1204	1 Magnetknopf schwarz / segufix.com
1205	1 Metallsockel
1209	1 Magnetschlüssel rot mit Anhänger



## SEGUFIX®-Dreh-Magnetschloss-System grün

Artikel	Bestehend aus:
1306	1 Dreh-Magnetknopf grün 1 Vierkantsockel
1307	1 Dreh-Magnetschlüssel gelb
1304	1 Dreh-Magnetknopf grün
1305	1 Vierkantsockel

### Verwendungszweck Schloss:

Zum sicheren Verschließen der SEGUFIX®-Systeme.

### Verwendungszweck Schlüssel:

Zum schnellen Öffnen der Schlösser.

### Wichtig:

Die Verschluss-Systeme funktionieren nur mit den dazu gehörigen Komponenten. Sie sind nicht mit Komponenten anderer Schloss-Systeme austauschbar.



## Steckschloss-System

Artikel	Bestehend aus:
1406	1 Steckknopf 1 Stecksockel
1407	1 Steckschlüssel
1404	1 Steckknopf
1405	1 Stecksockel

## WARNUNG: Vor Benutzung der Verschluss-Systeme die Sicherheitshinweise lesen.

- Schlösser nicht in Flüssigkeit tauchen, da diese sonst nicht mehr funktionieren.
- Schlösser und Schlüssel dürfen nicht mitgewaschen werden.
- Vor jeder Benutzung das Schloss auf Funktion überprüfen.
- Sockel am Kopf auf Beschädigung überprüfen (Verschleiß, Abrundungen, Stauchung).
- Beim Verschließen des Schlosses muss der Knopf auf dem Sockel einrasten, er darf sich nicht mehr abziehen lassen.
- Für das Öffnen der Schlösser muss die Beweglichkeit zwischen oberem und unterem Anschlagpunkt des Knopfes sicher gestellt sein (Art. 1206), deshalb dürfen pro Schloss maximal 4 Gurtlagen verwendet werden.

(Ausnahme: Produkte mit „r“ oder „f“ in der Artikelbezeichnung haben dickere Gurte, bei diesen Gurten maximal 3 Gurtlagen verwenden!)

Bei Verwendung des Dreh-Magnetschlusses (Art. 1306) dürfen maximal 4 Gurtlagen verwendet werden, beim Steckschloss (Art. 1406) grundsätzlich nur 3 Gurtlagen.

- Sollten beschädigte Schlösser nicht mehr mit dem Schlüssel zu öffnen sein, können Gurte mit Schere oder Gurtschneider durchgeschnitten werden.

- Weitere Produktinformationen unter [www.segufix.com](http://www.segufix.com) oder [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)

## Gebrauchsanweisung für die SEGUFIX®-Verschluss-Systeme:

**Art. 1206 / 1208** (SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz)


**Art. 1306 / 1307** (SEGUFIX®-Dreh-Magnetschloss-System grün)

**Art. 1406 / 1407** (Steckschloss-System)

### Öffnen der Schlösser:

#### Art. 1206 / 1208

- Den roten Magnetschlüssel mit einem leichten Stoß auf das schwarze Magnetschloss setzen.
- Magnetschlüssel samt Magnetknopf vom Metallsockel abnehmen (Abb. 1).




#### Art. 1306 / 1307

- Den gelben Dreh-Magnetschlüssel auf das grüne Dreh-Magnetschloss setzen.
- Dreh-Magnetschloss mit Dreh-Magnetschlüssel durch Drehung entriegeln. Dreh-Magnetschlüssel samt Dreh-Magnetknopf vom Vierkantsockel abnehmen (Abb. 3).



#### Art. 1406 / 1407

- Den Steckschlüssel in die Öffnungen des Steckknopfes zum Entriegeln drücken.
- Steckschlüssel samt Steckknopf vom Stecksockel abnehmen (Abb. 2).



### Schließen der Schlösser:

- Den jeweiligen Knopf mit der Öffnung auf dem dazugehörigen Sockel einrasten lassen.
- Schließkontrolle: Der Knopf darf sich nicht vom Sockel abziehen lassen.

**Wichtig:** Die Verschluss-Systeme funktionieren nur mit den dazu gehörigen Komponenten. Sie sind nicht mit Komponenten anderer Schloss-Systeme austauschbar.

**Beachten Sie die SEGUFIX®-Sicherheits- und Warnhinweise auf Seite 8 - 11**

Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen sind nur gültig für Original-SEGUFIX®-Produkte. Benutzen Sie das SEGUFIX®-System nicht, bevor Sie die Gebrauchsanweisungen gelesen und verstanden haben.

Nur aktuelle Gebrauchsanweisungen verwenden und diese sicher und griffbereit verwahren. Produkt und Gebrauchsanweisung müssen übereinstimmen. Fehlerhafte Anwendung des SEGUFIX®-Systems kann ernsthafte Verletzungen zur Folge haben, auch mit tödlichem Ausgang. Die Sicherheit Ihres Patienten hängt davon ab, dass Sie das SEGUFIX®-System korrekt anwenden.

## 1. Anwendungsvoraussetzungen

Die Einhaltung der Betreiberpflichten entsprechend den nationalen gesetzlichen Bestimmungen obliegt der anwendenden Organisation. Beachten Sie immer die Fixierungsvorschriften Ihres Arbeitsplatzes, das hausinterne Fixierungsprotokoll und die aktuelle Gesetzgebung Ihres Bundeslandes. Die Gebrauchsanweisungen sind einzuhalten.

SEGUFIX®-Produkte dürfen nur von Personen angewendet werden, die dafür die erforderliche Ausbildung oder Kenntnis besitzen. Gesetzliche Bestimmungen und ärztliche Anordnungen sind strikt einzuhalten! Der verordnende Arzt muss sich versichern, dass der Gesundheitszustand des Patienten die Anwendung des SEGUFIX®-Systems zulässt. Auf relevante allergische Dispositionen achten.

## 2. Verwendungszweck

SEGUFIX®-Produkte dürfen ausschließlich für die bestimmungsgemäßen medizinischen Verwendungszwecke benutzt werden.

## 3. Nur Original SEGUFIX®-Produkte benutzen

Aus sicherheitstechnischen Gründen dürfen SEGUFIX®-Produkte nicht verändert oder mit Fremdprodukten kombiniert werden. Bei Nichtbeachtung erlöschen Gewährleistungs- und Garantieansprüche.

## 4. Gefährliche Gegenstände entfernen

Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Nähe des Patienten, die zu einer Selbstverletzung führen können, oder mit denen der Patient die Gurte beschädigen kann (z. B. Brille, Schmuck, scharfe Gegenstände).

## 5. Überprüfung der Gurtsysteme vor jeder Benutzung



Vor Benutzung muss das Produkt auf schadhafte Nähte, abgerissene Teile und beschädigte Ösen untersucht werden. Schadhafte Produkte können die Funktion beeinträchtigen und zu Verletzungen führen. Benutzen Sie kein Produkt, das Beschädigungen aufweist.





## 6. Schlösser dürfen beim Öffnen nicht unter Zug stehen

Für das Öffnen der Schlösser muss die Beweglichkeit zwischen oberem und unterem Anschlagpunkt des Knopfes sicher gestellt sein (Art. 1206). Deshalb dürfen pro Schloss maximal 4 Gurtlagen verwendet werden (Ausnahme: Produkte mit „r“ oder „f“ in der Artikelbezeichnung haben dickere Gurte. Bei diesen Gurten sind maximal 3 Gurtlagen zu verwenden!). Bei Verwendung des Dreh-Magnetschlösses (Art. 1307) dürfen maximal 4 Gurtlagen verwendet werden, beim Steckschloss (Art. 1407) grundsätzlich nur 3 Gurtlagen verwenden.

## 7. Benutzen Sie die Seitenbefestigungen

Die SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt oder Oberschenkelmanschetten nicht ohne angebrachte Seitenbefestigungen anwenden. Ohne Seitenbefestigungen kann der Patient mit dem Bauchgurt rotieren oder über den Bettrand rutschen, mit der möglichen Folge der Kompression des Brustkorbs und möglicher Todesfolge.

Falls Patienten auch bei angebrachten Seitenbefestigungen und hochgestellten Bettgittern über den Bettrand gelangen, müssen in diesen Fällen zusätzliche Fixierungsmaßnahmen erfolgen.

Wichtig: Führen Sie die Seitenbefestigungen – vor dem Festmachen – durch die jeweiligen Schlaufen auf dem breiten Bettgurt (siehe Gebrauchsanweisung).

## 8. Bei Betten, Sitzgelegenheiten und Tragen ist zu beachten


- SEGUFIX®-Produkte nur mit Betten, standfesten Sitzgelegenheiten bzw. Tragen verwenden, die eine Anbringung gemäß Gebrauchsanweisung erlauben.
- Die Produkte müssen so angebracht werden, dass sie nicht verrutschen können.
- Befestigungsgurte und Bewegungsmechanismus von Betten, Matratzen, Wechseldruckmatratzen o. ä., Tragen oder Sitzgelegenheiten können sich gegenseitig beeinträchtigen, mit der Folge von Beschädigungen, Funktionsbeeinträchtigungen und Verletzungsgefahr.
- Die ausgewählten Haltepunkte dürfen keine scharfen Kanten aufweisen.
- SEGUFIX®-Produkte verhindern nicht das Umkippen oder Wegrollen von Betten, Sitzgelegenheiten und Tragen.

Hilfreich in diesem Zusammenhang:

Normen für Betten: DIN EN 60601-2-52

Normen für Rollstühle: DIN EN 12182 und DIN EN 12183

## 9. Bettgitter müssen hochgestellt sein



Um Unfälle bei der Fixierung zu vermeiden, sind die Bettgitter hochzustellen (Ausnahme: 5-Punkt Fixierung).

Achtung: Bei geteilten Bettgittern ist ein „Gap protector“ (Einsteckscheiben), der ein Hindurchrutschen des Patienten verhindert, zu verwenden.

Bei geteilten Bettgittern kann es sonst vorkommen, dass der Patient trotz angelegter Fixierung durch die vorhandene Öffnung hindurchrutscht – mit der möglichen Folge der Kompression des Brustkorbs.



## 10. Patienten in Fixierung überwachen

Patienten in Fixierung erfordern regelmäßige Überwachung. Aggressive, aufgebrachte und unruhige Patienten oder solche, bei denen die Gefahr der Aspiration besteht, erfordern eine ununterbrochene Überwachung.

## 11. Überprüfung der Verschluss-Systeme vor jeder Benutzung



SEGUFIX®-Magnetschlösser schwarz/segufix.com, SEGUFIX®-Dreh-Magnetschlösser grün, Steckschlösser, Schnapp-, Klett- und Metallschlaufenverschlüsse auf Funktion und sicheren Halt prüfen. Schlösser nicht in Flüssigkeit tauchen! Dies kann zu Fehlfunktion führen. Sind beschädigte Schlösser nicht mehr mit dem Schlüssel zu öffnen, können Gurte mit Schere oder Gurtschneider durchgeschnitten werden. Den Sockelkopf auf Verschleiß (Abrundung/Stauchung) überprüfen.

## 12. Warnhinweis Herzschrittmacher



Bei Patienten mit Herzschrittmacher muss ein Sicherheitsabstand von 10 cm zwischen Herzschrittmacher und magnetischen Schlössern/Schlüsseln eingehalten werden, da sonst die Funktion beeinträchtigt werden kann und z. B. bei dem Patienten Tachykardien ausgelöst werden könnten (alternativ: Steckschloss verwenden). Bezüglich möglicher Beeinträchtigung anderer Patienten-Implantate durch starke Magnete bitte die jeweiligen

Herstellerangaben beachten.

## 13. Befestigung der Gurte überprüfen

Die korrekte Befestigung der Gurte regelmäßig überprüfen. Die Gurte müssen straff am beweglichen Kopf- oder Fußteil angebracht werden. Wenn kein bewegliches Kopf- oder Fußteil vorhanden ist, am Bettrahmen befestigen. Die Gurte dürfen nicht verrutschen.

## 14. Benutzung des SEGUFIX®-Systems in Fahrzeugen



In Automobilen ersetzen SEGUFIX®-Transportgurte nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsgurte (Dreipunkt-/Beckengurt). Transportgurte dürfen nur als zusätzliche Stützung oder Fixierung des Patienten angebracht werden. Stellen Sie sicher, dass der Patient im Notfall schnell gerettet werden kann (gut sichtbar angebrachte und griffbereite Gurtschneider).

## 15. Nicht zu eng, jedoch sicher

Die Fixierung muss eng anliegen, darf aber die Atmung und Blutzirkulation nicht behindern. Zu locker angelegte Produkte können die Sicherheit des Patienten gefährden. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Fixierung.



## 16. Lagerung

Um die Lebensdauer der Produkte zu verlängern, Gurte und Verschluss-Systeme trocken und dunkel bei einem Normalklima von 20 °C lagern.

## 17. Brenneigenschaft des SEGUFIX® -Bettsystems



Nach DIN EN 71-2 Abschnitt 4.3 nicht entflammbar.

Nach DIN 75200 Brenngeschwindigkeit null.

Selbstverständlich dürfen die Produkte nicht mit glühenden Zigaretten in Kontakt kommen oder offenen Flammen ausgesetzt werden, da dies zu nachhaltigen Beschädigungen und Gesundheitsschäden führen kann.

## 18. Immer die richtige Größe wählen

Wählen Sie immer die richtige Größe gemäß der Körper- und Taillenmaße (siehe Größentabelle). Zu große bzw. zu kleine Produkte beeinträchtigen Komfort und Sicherheit des Patienten.

## 19. Entsorgung

- Kartonagen → Altpapier
- Umverpackungen (Folie) → Gelber Sack
- Unbrauchbare Produkte → Restmüll

## 20. Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter:  
[https://www.segufix.com/conformity\\_de.php](https://www.segufix.com/conformity_de.php)

## 21. Gutachterliche Empfehlung zur Unfallvermeidung

(Prof. Dr.-Ing. U. Boenick, TU-Berlin):

1. Seitenbefestigungen anlegen
2. Durchgehende Bettgitter hochstellen (Ausnahme: 5-Punkt-Fixierung)
3. Es kann notwendig sein, weitere Fixierelemente einzusetzen, um ein Entkommen aus dem Bett sicher zu verhindern.

## 22. Wichtig vor jeder Anwendung

- Sicht- und Schließkontrolle der Schlösser
- Sichtkontrolle: Gurte, Ösen, Stoffschlaufen, Klett-, Schnapp- und Metallschlaufenverschlüsse etc.
- Nur bei ausreichender Indikation anwenden
- Gesetzliche Voraussetzungen prüfen

## 23. Schwerwiegende Vorfälle

Schwerwiegende Vorfälle sind der zuständigen Behörde und dem Hersteller zu melden.

- **SEGUFIX®-Bandagengurte** (naturweiß) bestehen aus einem Baumwoll-/Zellwollgemisch und sind bis 95 °C in der Waschmaschine waschbar. Niedrigere Temperaturen und Wäschenetze verlängern die Haltbarkeitsdauer des Produktes.  
Das Gurtmaterial ist nicht für Waschstraßen, Heißmangel und Trockenpressen geeignet (Beschädigung der Ösen möglich). Die Gurte sind nicht vorgewaschen, bis zu 8 % Schrumpfung möglich. Gurte immer trocken lagern.  
Waschmittel: nicht aggressiv, keine Weichspüler, keine Bleiche verwenden.  
Trockner: im Schongang bei niedriger Temperatur und vorzugsweise im Wäschenetz.  
Desinfektion: chemothermisches Desinfektionswaschverfahren möglich (Ziffer 3.1.2 „Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren“). Überdosierungen schädigen das Gurtmaterial.
- **SEGUFIX®-Transportgurte** (farbig/schwarz) bestehen aus Polyester und sind bis zu 30 °C in der Waschmaschine waschbar. Niedrigere Temperaturen und Wäschenetze verlängern die Haltbarkeitsdauer des Produktes.  
Das Gurtmaterial ist nicht für Waschstraßen, Heißmangel und Trockenpressen geeignet (Beschädigung der Ösen möglich). Gurte immer trocken lagern.  
Waschmittel: nicht aggressiv, keine Weichspüler, keine Bleiche verwenden.  
Trockner: im Schongang bei niedriger Temperatur und vorzugsweise im Wäschenetz.
- **SEGUFIX®-Schlösser und Sockel** vor der Wäsche entfernen. Schlösser und Sockel mit einem feuchten Tuch reinigen/desinfizieren, keinesfalls in Flüssigkeit tauchen. Mitgewaschene Schlösser funktionieren nicht oder nicht mehr zuverlässig.
- **Klettverschlüsse** sollten vor dem Waschen und Trocknen im Wäschetrockner geschlossen werden, um den Klettverschluss flusenfrei zu halten.  
Klettverschlüsse nach Bedarf mit harter Bürste von Flusen und Ähnlichem befreien. Auch bei normalem Gebrauch verflusen die Klettverschlüsse nach einiger Zeit. Dies kann die Haltekraft verringern. Vor jedem Gebrauch die Haltekraft überprüfen.
- **Haltbarkeitsdauer**: Sie hängt ab von der Intensität der Nutzung und wird durch sanfte Reinigungsverfahren (Reinigungsmittel/Wäschenetz) verlängert.

20. Auflage · 2024-12

© by SEGUFIX®-Bandagen, 2021

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen:

<https://www.segufix.com/PDFs/AGBs/AGBs.pdf>

Produktänderungen, Abweichungen von den Abbildungen in Farbe und Form, Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Verbreitung über elektronische Systeme/ Datenträger, auch auszugsweise, nur mit

vorheriger ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung.

Bei Anfragen kontaktieren Sie bitte:

## **SEGUFIX®-Bandagen**

Das Humane System GmbH & Co. KG  
Allerbeeksring 33 · 21266 Jesteburg  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 41 83 500-0

Telefax: +49 (0) 41 83 500-200

E-mail: [info@segufix.de](mailto:info@segufix.de)

[www.segufix.com](http://www.segufix.com) · [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)